


# Best Fit Nail

## CENTRAL TARGETTING




販売名 ベストフィットネイル 医療機器承認番号：30100BZX00006000  
医療用品4.整形外科 高度管理医療機器（クラスⅢ）体内固定用大腿骨髄内釘


- 【禁忌・禁止】〈使用方法〉再使用禁止
- ・材質：チタン合金
  - ・掲載の写真イラストは実物大ではありません。
  - ・添付文書をよく読んでから使用してください。

# BFN Best Fit Nail

- ネイル近位部を湾曲させることにより、ラグスクリューホールの位置が頸部中心軸へオフセットしている。
- ネイル中心軸と頸部中心軸のずれのため発生している後方挿入率を下げることで髄内型移行抑制、整復維持率向上、固定力強化を行います。



◇ 症例に応じてオフセットネイル、ストレートネイルの選択が可能。  
 ◇ オフセットネイルにより、容易にラグスクリューを至適位置に設置。  
 ◇ オフセットネイルにより、髄内型移行モーメントを抑制。



【BFNオフセット4mm】

型式	規格
081025-413	Φ10-125°-4B-右
081225-413	Φ12-125°-4B-右
081025-423	Φ10-125°-4B-左
081225-423	Φ12-125°-4B-左
081030-413	Φ10-130°-4B-右
081230-413	Φ12-130°-4B-右
081030-423	Φ10-130°-4B-左
081230-423	Φ12-130°-4B-左

オフセット4mm/遠位径10mmネイル  
 右: Rose gold / 左: Lemon gold




【BFNストレート】

型式	規格
080925-001	Φ9-125°
081025-001	Φ10-125°
081225-001	Φ12-125° ※
080930-001	Φ9-130°
081030-001	Φ10-130°
081230-001	Φ12-130° ※




【ラグスクリュー】

型式	規格
080410-075	75mm
080410-080	80mm
080410-085	85mm
080410-090	90mm
080410-095	95mm
080410-100	100mm
080410-105	105mm
080410-110	110mm
080410-115	115mm ※
080410-120	120mm ※



【ディスタールスクリュー】

型式	規格
080500-026	26mm
080500-028	28mm
080500-030	30mm
080500-032	32mm
080500-034	34mm
080500-036	36mm
080500-038	38mm
080500-040	40mm
080500-042	42mm ※



【セットスクリュー】

型式	規格
080300-100	ロック



【エンドキャップ】

型式	規格
080600-000	0mm
080600-005	5mm

※option size

【販売元】

MEHERGEN GROUP

**b-origin**

株式会社 ビーオリジン

〒860-0831

熊本県熊本市中央区八王寺町37-5-102

TEL : 096-328-7690 FAX : 096-353-1550

【製造販売業社】

株式会社 ACTYPower

滋賀県栗東市下鉤543-2